

STÉRILISATION

Externalisée

Hu-Friedy

Offre une vaste palette d'instruments permettant de créer ses propres sets. Des sets standard: consultation, HD, composites et endo sont disponibles en leasing et vous donnent la possibilité de la re-facturation aux patients..

Straumann

Met à disposition des trousseaux d'implants en leasing. Disponibilité des boîtes sans investissement initial ni coûts d'immobilisation. Le coût du leasing peut être facturé au patient comme une prestation externe.

DentaGest

A mis au point un système de lecture des étiquettes des sachets venant de SteriSwiss assurant l'automatisation de la facturation et de la traçabilité jusqu'au niveau des patients. Présentez le sachet sous la douchette et le tour est joué!


SteriSwiss

Société privée de stérilisation d'instruments médicaux, certifiée ISO 13485:2003. Garantit la stérilisation en conformité avec la loi et assure un système de traçabilité jusqu'au niveau du patient.

LA MISE EN CONFORMITÉ

du processus de stérilisation selon l'Ordonnance sur les Dispositifs Médicaux (ODiM) et la Loi sur les Produits Thérapeutiques (LPT) implique la mise en place des conditions suivantes:

- Locaux suffisamment grands pour organiser l'activité selon le principe de la "marche en avant" et le stockage selon le principe: "first in first out".
- Formation d'au moins une personne chez "Espace Compétences à Cully" impliquant 5 jours de formation, des frais et la réussite de l'examen final.
- Achat des appareils (validables) pour la mise en place du processus: Ultrason, Laveur-Désinfecteur, Soudeuse, Autoclave classe B.
- Contrats de maintenance et validation annuelle de tous les appareils.
- Fournitures spécifiques à la stérilisation: Eau déminéralisée (bouteilles de 2L à transporter, remplir et vidanger), tests Bowie-Dick (1 fois/jour), Intégrateurs classe 6 (2 par charge), Sachets de différentes tailles.
- Libération de chaque charge (signature de la fiche de la charge) en vérifiant les données paramétriques (ticket stérilisateur), les intégrateurs et en s'assurant que les sachets sont secs et intègres.
- Organisation du travail en fonction d'un cycle de stérilisation 4 fois plus long: Chemiclave = 20' alors que pour un stérilisateur à vapeur = 1h15'



steriSWISS

Une solution simple et avantageuse

Le coursier de SteriSwiss passe tous les jours à la même heure pour ramener les instruments confiés le jour d'avant et prendre ceux du jour.

Leasing d'instruments stériles

En collaboration avec Hu-Friedy et Straumann nous vous offrons des sets: d'implants, chirurgie, HD, consultation, composites et endo en leasing, investissement initial et frais de stockage optimisés.

Re-facturation aux patients

Le tarif SSO est antérieur au prion. De ce fait, il n'intègre pas les coûts liés à la mise en conformité. En externalisant votre stérilisation, vous pourrez re-facturer le coût aux patients au même titre que les frais de laboratoire car c'est une prestation achetée à un tiers.

Demandez une offre gratuite!