



## Service professionnel de stérilisation des instruments médicaux

### Prise en charge

Notre navette passe dans votre cabinet pour collecter vos instruments aussi souvent que nécessaire et selon vos besoins.



### Tri et Identification

Vos instruments sont identifiés, ensuite leur intégrité physique et fonctionnelle est vérifiée.

Le traitement se fait de manière individuelle et l'emballage, selon votre façon de travailler, dans des plateaux, des sets ou des sachets individuels.

### Nettoyage désinfection

Un bain à ultrasons industriel assure le décollement du ciment et du biofilm le plus tenace. Ceci permet au laveur-désinfecteur d'être pleinement efficace.



### Conditionnement

Après une vérification optique de chaque instrument pour assurer sa conformité, nos opérateurs spécialisés conditionnent soigneusement les instruments.

Ceux-ci sont munis d'un code à barre pour assurer la traçabilité du processus.

### Stérilisation

Vos instruments propres, secs et correctement identifiés sont stérilisés dans des autoclaves industriels régulièrement validés.

Les paramètres du processus sont enregistrés et vérifiés par un collaborateur diplômé qui a l'autorité pour libérer les charges.

### Livraison

Selon des horaires préférentiellement agréés, notre navette vous livre les instruments. Compresses, champs stériles et autres textiles sont également disponibles.



## Votre bénéfice

### Exigences légales

SteriSwiss dispose des garanties légales les plus sérieuses selon les ordonnances sur les Dispositifs Médicaux (ODim) et sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Complexes à mettre en œuvre dans un cabinet médical, ces exigences sont rigoureusement appliquées dans notre établissement et sont intégrées dans un système de management de la qualité certifié: ISO 13485 et ISO

9001. Ainsi que le stipule la loi, nos collaborateurs sont formés et certifiés par "Espace Compétences".

Pour un cabinet médical, un tel investissement en formation, sans compter le coût et l'incertitude de réussite, rendrait tout le cabinet dépendant d'un collaborateur.

SteriSwiss facilite également la mise en œuvre du système de traçabilité demandé par la loi en garantissant au cabinet la disponibilité des données requises en tout temps et dans la durée.

### Qualité et sécurité

La qualité se traduit à plusieurs niveaux pour les clients de SteriSwiss.

Vous continuez à utiliser les instruments de qualité que vous aimez et non des copies en plastique, à usage unique, difficiles à éliminer et non recyclables.

L'apport d'un partenaire professionnel, centré sur la satisfaction de ses clients et sur la continuité du service est un gage de confort pour votre cabinet médical.

Pour les patients, le risque de contamination croisée liée aux instruments est réduit. Pour les assistantes le risque de se blesser avec des instruments souillés diminue. Le praticien y gagne en tranquillité d'esprit.

SteriSwiss assume la responsabilité de l'activité de stérilisation, mettant ses clients à l'abri de plaintes pénales.



Les assistantes utiliseront le temps gagné pour leur travail spécialisé réduisant ainsi le risque d'erreurs.

### Image de votre cabinet

Nos clients peuvent communiquer l'utilisation de nos services à l'aide d'un signe distinctif.

Ceci renforce la perception de sérieux et rassure les patients quant aux pratiques en cours dans l'établissement.

Le personnel du cabinet, libéré des tâches pénibles liées à la stérilisation, peut se concentrer entièrement sur l'accueil et le soin des patients.

La disponibilité, ainsi que le sentiment de faire un travail valorisant rendra vos collaboratrices encore plus souriantes.



### Bénéfices financiers

En sous-traitant la stérilisation, les investissements en équipements de stérilisation peuvent être nettement limités dans le cabinet.

SteriSwiss met à disposition de ses clients des instruments stériles en prêt, réduisant ainsi les investissements pour compléter le stock.

En parallèle, les achats de consommables (indicateurs, sachets, cartouches de déminéralisation, etc.) disparaissent. La stérilisation devient ainsi un coût proportionnel à votre activité et facile à budgétiser.

Le local de stérilisation peut également être ré-attribué pour des activités plus productives.

### Conclusion

SteriSwiss® se charge du travail délicat et risqué de nettoyage, désinfection, conditionnement et stérilisation des instruments et prend en charge la responsabilité de la qualité de ce travail pour vous, vos patients et face à la loi.

**Votre bénéfice :** Simplicité, tranquillité d'esprit, image et coûts maîtrisés; tout en utilisant vos instruments préférés.